

Sicherheit im Umgang mit Medizinal-Sauerstoff (O₂-med.)



SICHERHEIT

1. Medizinalsauerstoff ist ein Arzneimittel und untersteht der Kontrolle der Swissmedic.
2. Medizinalsauerstoff darf nur über eine Beratung durch eine medizinische Fachperson verwendet werden.
3. Sauerstoff fördert die Verbrennung. Bei Sauerstoffanreicherung der Luft um wenige Prozente erhöht sich die Brandgefahr beträchtlich. Deshalb Sauerstoff nicht an Textilien strömen lassen und bei Verwendung von Sauerstoff nicht rauchen!
4. Sauerstoff-Flaschen und -Armaturen sauber sowie absolut öl- und fettfrei halten. Mit Öl oder Fett verunreinigte Geräte dürfen nicht verwendet werden.
5. Flaschen gegen Zugriff durch Unbefugte sowie vor starker Erwärmung und mechanischer Beschädigung schützen.
6. Flaschen gegen Umfallen sichern; nicht werfen oder fallenlassen.
7. Flaschen nur mit Schutzkappe lagern oder transportieren.
8. Flaschenventil beidhändig langsam öffnen. Nach der Sauerstoffentnahme Ventile sofort schliessen.

SM 09d - 9.2005

Carbagas