

KATALOG ATEMTHERAPIE

Zubehör: Charakteristik/Komponenten

	Adaptionskit AQUAPAK Zur Befestigung von AQUAPAK auf COMPACT 5 oder 15 Liter am Flaschenkopf.	77186		Halteklammer zu AQUAPAK Zur Befestigung von Befeuchterflaschen AQUAPAK an COMPACT-Flaschen; Komponente des Adaptionskits AQUAPAK (77186).	78314
	Anschlussstück M12 x 1.25 NEBAL Zum Umrüsten einer NEBAL-Befeuchterflasche auf M12 x 1.25-Anschlussgewinde.	1330		Befeuchterflasche Salter Wiederbefüllbare Mehrwegbefeuchterflasche Anschlussgewinde 9/16". Flow bis 5 l/min. Zubehör: Adaptionskit für Mehrwegbefeuchterflaschen zur Verwendung mit COMPACT.	73713
	Anschlussstück 9/16" NEBAL Zur Umrüstung einer NEBAL-Befeuchterflasche auf 9/16- Anschlussgewinde	35295		Befeuchterflasche Salter high flow Wiederbefüllbare Mehrwegbefeuchterflasche Anschlussgewinde 9/16". Flow ab 5 l/min. Zubehör: Adaptionskit für Mehrwegbefeuchterflaschen zur Verwendung mit COMPACT.	
	Adaptionskit für Mehrwegbefeuchterflasche Zur Befestigung von wiederbefüllbaren Befeuchterflaschen an Gasflaschen.	6067		Befeuchterflasche NEBAL 9/16" Sterilisierbare und wiederbefüllbare Mehrwegbefeuchterflasche. Anschlussgewinde 9/16". Flow bis 5 l/min Zubehör: Adaptionskit für Mehrwegbefeuchterflasche zur Verwendung mit COMPACT.	35294
	Kondensatbecher zu FREELOX I Auffangbehälter für Kondenswasser zu Flüssigsauerstoffbehälter FREELOX I.	1690		Schlauch zu Sprudler d5/3 x 120 mm Ersatzschlauch zu Sprudler von NEBAL-Befeuchterflaschen.	6830
	Kondensatbecher zu FREELOX II Auffangbehälter für Kondenswasser zu Flüssigsauerstoffbehälter FREELOX II.	78728		Sprudler NEBAL Ersatzsprudler zu NEBAL- Befeuchterflaschen.	6075
	Caddy Für den Transport von Flüssigsauerstoff Portables.	79078		Adsorberpad Portable FREELOX Feuchtigkeits-absorbierende Einlage für Kondensat-Auffangbehälter von FREELOX-Portables.	78722
	Flaschenwagen 10 l	75348		Batterie 9 V Typ 6LR61 für FREELOX-Flüssigsauerstoffgeräte, industrielle Ausführung.	77184
	Flaschenwagen 30 l Inkl. Hebevorrichtung	75349		Batterie 1.5 V Typ LR2/AM2 für SPIRIT-Flüssigsauerstoffgeräte, industrielle Ausführung.	77185
	Flaschenwagen 50 l inkl. Hebevorrichtung	75350			

Kontakte

Carbagas AG
Hofgut / Postfach 128
3073 Gümligen
Tel. +41 (0)31 950 50 50
Fax +41 (0)31950 50 51
homecare.info@carbagas.ch

Zubehör und Verbrauchsmaterial












Gewinnen Sie mehr Lebensqualität und Unabhängigkeit.



Verbrauchsmaterial: Charakteristik/Komponenten

	DRV O2 Flowstream 15 Druckminderer/Durchflussregler für med. Sauerstoff (0 – 15 l/min). Kurze Bauart, Manometer liegend, Ausgangsanschluss Schlauchnippel 6mm. Passend zu SN-3/4"-Flaschen-Anschlussgewinden Sauerstoff.	76129
	DRV O2 Flowstream 15 Druckminderer/Durchflussregler für med. Sauerstoff (0 – 15 l/min). Kurze Bauart, Manometer stehend, Ausgangsanschluss Schlauchnippel 6mm. Passend zu SN-3/4"-Flaschen-Anschlussgewinden Sauerstoff.	76130
	DRV O2 Flowstream 5 Druckminderer/Durchflussregler für med. Sauerstoff (0 – 5 l/min). Lange Bauart, Manometer stehend, Ausgangsanschluss 9/16". Passend zu SN-3/4"-Flaschen-Anschlussgewinden Sauerstoff.	76131
	DRV O2 Flowstream 15 Druckminderer/Durchflussregler für med. Sauerstoff (0 – 15 l/min). Lange Bauart, Manometer stehend, Ausgangsanschluss Gewinde 9/16". Passend zu SN-3/4"-Flaschen-Anschlussgewinden Sauerstoff.	76132







Verbrauchsmaterial: Charakteristik/Komponenten

	Destilliertes Wasser 1000ml Zur Befüllung wiederverwendbarer Befeuchterflaschen.	73371
	AQUAPAK 340 ml Einwegbefeuchterflasche, Anschlussgewinde 9/16". Sterilwasser, pyrogenfrei. Zubehör: Adaptionsskit AQUAPAK für Verwendung mit COMPACT.	73714
	Sauerstoffmasken Maske für niedrige bis mittlere Sauerstoffkonzentrationen (Heimeinsatz). Maske für hohe Sauerstoffkonzentrationen 90 bis 100% (Notfalleinsatz).	73715 73716

Verbrauchsmaterial: Charakteristik/Komponenten

	Verlängerungsschlauch 2.1 m Fix abgelängter Vinylschlauch mit Sternprofil-Lumen und beidseitigen Schlauchtüllen.	73717		Sauerstoffbrillen Erwachsene Standardmodelle Salter mit geraden Nasenzapfen Salter mit gebogenen Nasenzapfen Hudson soft mit gebogenen Nasenzapfen	76969 76970 73718
	Verlängerungsschlauch 5/1.5 mm Vinylschlauch auch für Sauerstoff. Innendurchmesser 5 mm, Wandstärke 1.5 mm.	77865		Erwachsene fein Salter mit schlankeren Nasenzapfen	76971
	Silikonschlauch 6/3 mm Stabiler Silikonschlauch für Sauerstoff. Innendurchmesser 6 mm, Wandstärke 3 mm.	77867		Kinder/Babies Salter Bébé; feine, nah beisammenliegende Nasenzapfen, für Babies ab ca. 3 Monaten Salter Kind; feine, näher beisammenliegende Nasenzapfen, für Kinder ab ca. 12 Monaten	76972 76973
	Schlauchverbinder Zur Verbindung zweier Schläuche mit Innendurchmesser 5-7 mm.	73720		Y-Schlauchverbinder Zur Verbindung zweier Sauerstoffquellen. Passend zu Schläuchen mit Innendurchmesser 5-7 mm.	73089
	Schlauchverbinder mit Gelenk Zur Verbindung zweier Schläuche mit Innendurchmesser 5-7 mm. Zur Verhinderung der Verdrehung der Schläuche axial drehbar gelagert.	76975		Schlauchtülle mit Gelenk Zur vereinfachten Applikation von Verlängerungsschläuchen. Passend zu Schläuchen mit Innendurchmesser bis 5 mm.	73156
	Wasserfalle Zwischenschaltung zwischen zwei Schlauchabschnitten anstelle eines Schlauchverbinders zu Schläuchen mit Innendurchmesser 5-7 mm.	76976		Dekubitusschutz Zur Verhinderung der Bildung von Dekubitus infolge Druckstelle durch Sauerstoffbrille.	76974

Zubehör: Charakteristik/Komponenten

	Übergangsstück M12 x 1.25 w auf 9/16" Übergangsstück zur Verwendung von Befeuchterflaschen mit Anschlussgewinde 9/16" w auf Geräten mit Abgangsanschluss M12 x 1.25 m.	77187		Schlauchnippel M12 x 1.25w Zur Verwendung von Schläuchen auf Geräten mit Abgangsgewinde M12 x 1.25 m	34389
	Adaptionsskit AQUAPAK Zur Befestigung von AQUAPAK auf COMPACT 5 Liter.	35311		Schlauchnippel 9/16" Zur Verwendung von Schläuchen auf Geräten mit Abgangsgewinde 9/16".	34379
	Adaptionsskit AQUAPAK Zur Befestigung von AQUAPAK auf COMPACT 15 Liter.	35312		Schlauchnippel M12 x 1.25m Zur patientennahen Befeuchtung von Sauerstoff.	72023