

Neu im Sortiment: Portable Flüssigsauerstoff-Geräte HELIOS® H300 und H850

Sehr geehrte Damen und Herren

Die permanente Verbesserung unserer Leistungen in der Versorgung von Patienten unter Langzeit-Sauerstofftherapie liegt uns am Herzen. Deshalb freut es uns, Sie über zwei weitere Fortschritte zu informieren:

HELIOS

Per sofort sind bei Carbagas die portablen Flüssigsauerstoffgeräte **HELIOS® H300** und **HELIOS® H850** neu im Sortiment verfügbar.

Neben einer mittels Sparventil um den Faktor 2.5 verlängerten Autonomie, bietet HELIOS insbesondere den wesentlichen Vorteil, dass es bei Bedarf auf kontinuierlichen Fluss umgeschaltet werden kann.

Kompatibilität von HELIOS mit dem FREELOX Vorratsbehälter

Die Verwendung von HELIOS bedingt, dass ein zur Befüllung erforderlicher Vorratsbehälter mit US-Anschluss ausgerüstet ist. Wie bereits kommuniziert, rüstet Carbagas ihren gesamten Park an FREELOX Behältern auf US-Anschlüsse um.

Dies bedeutet, dass Carbagas mit der FREELOX Vorratsbehälter mit US-Anschluss standardmässig über ein in der Schweiz einmaliges System verfügt, welches mit sämtlichen im Schweizer Markt verfügbaren portablen Flüssigsauerstoffgeräten kompatibel ist. Auf FREELOX Vorratsbehältern mit US-Anschluss können alle portablen Flüssigsauerstoffgeräte gefüllt werden.

Das FREELOX-System wird eigens durch die Air Liquide Gruppe hergestellt.

Persönliche Vorführung

Gerne stehen wir Ihnen für Fragen und weitere Informationen zur Verfügung. Selbstverständlich besuchen wir Sie auch persönlich und stellen Ihnen HELIOS und weitere Produkte persönlich vor.

Beilagen

- HELIOS Geräte-Prospekt
- Schritt-für-Schritt-Füllanleitung
- Bedienungs-Merkblätter
- Bestellformular für LOX-Versorgung
- Weitere Dokumente unter www.carbagas.ch

Wir sind für Sie da!

Competence Center Homecare

Frau Susanne Schori und Ihr Team berät Sie gerne.

Tel. 0800 428 428

