

CATALOGUE THERAPIE RESPIRATOIRE

Accessoires : Caractéristiques / composants

| | | | | | |
|---|--|-------|--|--|-------|
|  | Kit d'adaptation AQUAPAK Pour la fixation d'un AQUAPAK sur la tête d'une bouteille COMPACT 5 ou 15 litres. | 77186 |  | Attache de soutien pour AQUAPAK Pour la fixation de bouteilles d'humidification AQUAPAK sur des bouteilles COMPACT ; Composant du kit d'adaptation AQUAPAK (77186). | 78314 |
|  | Pièce d'adaptation M12 x 1.25 NEBAL Pour adaptation d'une bouteille d'humidification NEBAL en raccord de sortie M12 x 1.25. | 1330 |  | Bouteille d'humidification Salter Bouteille d'humidification réutilisable. Raccord 9/16". Flow jusqu'à 5 l/min. Accessoire : Kit d'adaptation pour bouteilles d'humidification réutilisables. | 73713 |
|  | Pièce d'adaptation 9/16 NEBAL Pour adaptation d'une bouteille d'humidification NEBAL en raccord de sortie 9/16". | 35295 | | Bouteille d'humidification Salter High flow Bouteille d'humidification réutilisable. Raccord 9/16". Flow à partir de 5 l/min. Accessoire : Kit d'adaptation pour bouteilles d'humidification réutilisables | |
|  | Kit d'adaptation pour bouteille d'humidification réutilisable Pour la fixation de bouteilles d'humidification réutilisables sur des bouteilles de gaz. | 6067 |  | Bouteille d'humidification NEBAL 9/16" Bouteille d'humidification réutilisable et stérilisable. Raccord 9/16". Flow jusqu'à 5 l/min. Accessoire : Kit d'adaptation pour bouteilles d'humidification réutilisables. | 35294 |
|  | Recueil de condensat FREELOX 1 Recueil d'eau condensé pour la cuve d'oxygène liquide FREELOX 1. | 1690 | Tuyau pour diffuseur d5/3 x 120 mm Tuyau de remplacement pour le diffuseur de bouteilles d'humidification NEBAL. | 6830 | |
|  | Recueil de condensat FREELOX 2 Recueil d'eau condensé pour la cuve d'oxygène liquide FREELOX 2. | 78728 | Diffuseur NEBAL Diffuseur de remplacement pour des bouteilles d'humidification NEBAL. | 6075 | |
|  | Caddy Pour le transport de portables d'oxygène liquide. | 79078 |  | Adsorberpad Portable FREELOX Couche pour l'adsorption d'humidité pour le recueil de condensat de FREELOX Portables. | 78722 |
|  | Chariot de bouteilles 10 l | 75348 |  | Pile 9 V Type 6LR61 pour des cuves d'oxygène liquide FREELOX, finition industrielle. | 77184 |
|  | Chariot de bouteilles 30 l Equippé d'un système d'élévation. | 75349 |  | Pile 1.5 V Type LR2/AM2 pour des appareils d'oxygène liquide SPIRIT, finition industrielle. | 77185 |
|  | Chariot de bouteilles 50 l Equippé d'un système d'élévation. | 75350 | | | |

Contacts



Carbagas AG
Hofgut / Postfach 128
3073 Gümligen
Tel. +41 (0)31 950 50 50
Fax +41 (0)31950 50 51
homecare.info@carbagas.ch

Accessoires et matériel de consommation






Gagnez de la qualité de vie
et de l'indépendance











Appareils de prélèvement : Caractéristiques / composants

| | | |
|--|---|-------|
|  | Manodétendeur O2 Flowstream 15 Manodétendeur/ régulateur de débit pour de l'oxygène médicinal (0 – 15 l/min). Modèle court, manomètre couché, raccord de sortie olive de tuyau 6 mm. Compatible avec les raccords de bouteille SN 3/4" oxygène. | 76129 |
| | Manodétendeur O2 Flowstream 15 Manodétendeur/ régulateur de débit pour de l'oxygène médicinal (0 – 15 l/min). Modèle court, manomètre debout, raccord de sortie olive de tuyau 6 mm. Compatible avec les raccords de bouteille SN 3/4" oxygène. | 76130 |
|  | Manodétendeur O2 Flowstream 5 Manodétendeur/ régulateur de débit pour de l'oxygène médicinal (0 – 5 l/min). Modèle long, manomètre debout, raccord de sortie filetage 9/16". Compatible avec les raccords de bouteille SN 3/4" oxygène. | 76131 |
| | Manodétendeur O2 Flowstream 15 Manodétendeur/ régulateur de débit pour de l'oxygène médicinal (0 – 15 l/min). Modèle long, manomètre debout, raccord de sortie filetage 9/16". Compatible avec les raccords de bouteille SN 3/4" oxygène. | 76132 |

Matériel de consommation : Caractéristiques / composants

| | | |
|---|--|-------|
|  | Eau distillée 1000ml Pour le remplissage d'un humidificateur réutilisable. | 73371 |
|  | AQUAPAK 340 ml Humidificateur sens unique, raccord d'entrée filetage 9/16". Eau stérile, sans pyrogènes. Accessoires : Kit d'adaptation AQUAPAK pour utilisation avec COMPACT. | 73714 |
|  | Masque à oxygène Masque pour une concentration d'oxygène faible à moyenne (utilisation à la maison). | 73715 |
| | Masque pour une concentration d'oxygène élevée 90 à 100% (utilisation en urgence). | 73716 |

Matériel de consommation : Caractéristiques / composants

| | | | | | |
|---|--|-------|---|--|-------|
|  | Tuyau de prolongation 2.1 m Tuyau en vinyle de longueur fixe à lumen de profil étoile et des embouts sur les deux côtés. | 73717 |  | Lunettes d'oxygénothérapie Modèles standard pour adultes Salter à des luettes droites | 76969 |
|  | Tuyau de prolongation 5/1.5 mm Tuyau d'oxygène en vinyle. Diamètre intérieur 5 mm, épaisseur 1.5 mm. | 77865 | | Salter à des luettes recourbées | 76970 |
| | | | | Hudson Soft à des luettes recourbées et souples | 73718 |
|  | Tuyau de prolongation 6/3 m Tuyau d'oxygène en silicone stable. Diamètre intérieur 6 mm, épaisseur 3 mm. | 77867 | | Modèles fine pour adultes Salter à des luettes fines | 76971 |
|  | Raccord de tuyau Pour connecter deux pièces de tuyau avec diamètre intérieur de 5 à 7 mm. | 73720 | | Modèles pour enfants ou bébés Salter Bébé ; luettes fines se côtoyant, pour les bébés à partir de 3 mois | 76972 |
| | | | | Salter enfant ; luettes fines se côtoyant, pour les enfants à partir de 12 mois | 76973 |
|  | Raccord de tuyau articulé Pour connecter deux pièces de tuyau avec diamètre intérieur de 5 à 7 mm. Avec articulation axiale pour éviter la torsion des tuyaux. | 76975 |  | Raccord de tuyau Y Pour connecter deux pièces de tuyau avec diamètre intérieur de 5 à 7 mm. | 73089 |
|  | Piège d'eau Pour être intercalée entre deux pièces de tuyau au lieu d'un raccord de tuyau. Pour les tuyaux avec diamètre intérieur de 5 à 7 mm. | 76976 |  | Embout de tuyau articulé Pour application facile de tuyaux de prolongation. Pour les tuyaux à diamètre intérieur jusqu'à 5 mm. | 73156 |
| | | |  | Protection décubitus Pour éviter la formation de décubitus à la suite de mâchures due aux lunettes d'oxygénothérapie. | 76974 |

Accessoires : Caractéristiques / composants

| | | | | | |
|---|---|-------|---|---|-------|
|  | Pièce intermédiaire M12 x 1.25 w sur 9/16" m Pièce intermédiaire pour l'utilisation de bouteilles d'humidification à raccord 9/16" sur les appareils avec raccord de sortie M12 x 1.25 m. | 77187 |  | Olive de tuyau M12 x 1.25 w Pour l'utilisation de tuyaux sur des appareils avec raccord de sortie M12 x 1.25 m. | 34389 |
|  | Kit d'adaptation AQUAPAK Pour la fixation d'un AQUAPAK sur une bouteille COMPACT 5 litres. | 35311 | | Olive de tuyau 9/16" w Pour l'utilisation de tuyaux sur des appareils avec raccord de sortie 9/16". | 34379 |
| | Pour la fixation d'un AQUAPAK sur une bouteille COMPACT 15 litres. | 35312 |  | Olive de tuyau M12 x 1.25 m Pour l'humidification de l'oxygène proche au patient. | 72023 |