

## Compatibilité appareils LOX

Mesdames, Messieurs

Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous informer concernant la compatibilité des différents appareils LOX portables et réservoirs fixes présents sur le marché Suisse. Du tableau suivant, veuillez s'il vous plaît extraire, quels appareils LOX portables peuvent être remplis sur quelles cuves de réserve.

Veuillez tenir compte au fait que seulement la cuve FREELOX équipée de raccord version US est utilisable de manière universelle.

Fournisseur	Cryopal	Chart/ Covidien	Chart/ Covidien	Chart
<b>Cuve de réserve</b>	<b>FREELOX*</b>   version US	<b>COMPANION</b> 	<b>HELIOS</b> 	<b>LIBERATOR</b>  tête classique
<b>Cryopal FREELOX Portables</b>				
<b>Chart/ Covidien HELIOS Portables</b>				
<b>Chart/ Covidien Companion Portables</b>			 que sur HELIOS Universal	
<b>Chart Stroller, Sprint</b>			 que sur HELIOS Universal	
<b>Chart SPIRIT</b>			 que sur HELIOS Universal	

Votre interlocutrice dans le domaine Homecare :  
 Callcenter Homecare, Mme Susanne Schori, Tél. 0800 428 428